



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.609.303
Artikelbeschreibung	Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 2 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, braun, ohne Verschluss, 500 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Rändelung	ja
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	2 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

### Maße

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes braun

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung IATA  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 5000  
Stück pro Palette 180000  
Volumen des Umkartons 0,0492 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0012 kg  
Gewicht des Umkartons 6,83 kg  
EAN des Innenkartons 4038917434317  
EAN des Umkartons 4038917434300

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

