



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.609.601
Artikelbeschreibung	Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 2 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, transparent, ohne Verschluss, mit aufgedrucktem Schriftfeld, mit Skalierung, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Rändelung	ja
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	2 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Maße

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA
Produktkategorie In-vitro Diagnostikum (IVD)
CE-Zertifizierung CE - Herstellererklärung
Chargiert ja

Verpackung

Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 250
Stück pro Umkarton 5000
Stück pro Palette 180000
Tiefe des Umkartons 450 mm
Breite des Umkartons 450 mm
Höhe des Umkartons 246 mm
Volumen des Umkartons 0,0498 cbm
Gewicht des Produktes 0,0014 kg
Gewicht des Umkartons 7,06 kg
EAN des Innenkartons 4038917795357
EAN des Umkartons 4038917795364

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

