



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.609.711
Artikelbeschreibung	Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 2 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, transparent, ohne Verschluss, steril, 500 Stück/Doppelbeutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Rändelung	ja
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	2 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Maße

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2500
Kleinste Unterverpackung	Doppelbeutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2500
Stück pro Palette	130000
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0305 cbm
Gewicht des Produktes	0,0012 kg
Gewicht des Umkartons	3,65 kg
EAN des Innenkartons	4038917114608
EAN des Umkartons	4038917043816

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

