



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 72.692.210
Artikelbeschreibung Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 1,5 ml, Spitzboden, mit Rändelung, transparent, Verschluss: natur, Verschluss anhängend, Biosphere® plus, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein
Verschluss Schlaufenverschluss
Verschlussart Schraubverschluss
Rändelung ja
Bodenform Spitzboden
Arbeitsvolumen 1,5 ml
Zentrifugation max (RZB) 20000 x g

Maße

Durchmesser 10,8 mm
Länge des Produktes 44 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur
Material des O-Ringes	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Biosphere® plus
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	55000
Tiefe des Innenkartons	211 mm
Breite des Innenkartons	191 mm
Höhe des Innenkartons	141 mm
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	223 mm
Höhe des Umkartons	160 mm
Volumen des Umkartons	0,0142 cbm
Gewicht des Produktes	0,0015 kg
Gewicht des Umkartons	1,34 kg
EAN des Innenkartons	4038917223775
EAN des Umkartons	4038917223768

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

