



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.692.415
Artikelbeschreibung	Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 1,5 ml, Spitzboden, mit Rändelung, transparent, Verschluss: natur, Verschluss anhängend montiert, PCR Performance Tested, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschluss	Schlaufenverschluss
Rändelung	ja
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	1,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur
Material des O-Ringes	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	110000
Tiefe des Innenkartons	211 mm
Breite des Innenkartons	191 mm
Höhe des Innenkartons	141 mm
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	223 mm
Höhe des Umkartons	160 mm
Volumen des Umkartons	0,0142 cbm
Gewicht des Produktes	0,0015 kg
Gewicht des Umkartons	2,09 kg
EAN des Innenkartons	4038917240598
EAN des Umkartons	4038917240581

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

