



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.693.465
Artikelbeschreibung	Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 2 ml, Spitzboden, mit Rändelung, transparent, Verschluss: natur, Verschluss montiert, PCR Performance Tested, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Rändelung	ja
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	2 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Maße

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur
Material des O-Ringes	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	110000
Tiefe des Innenkartons	211 mm
Breite des Innenkartons	191 mm
Höhe des Innenkartons	141 mm
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	223 mm
Höhe des Umkartons	160 mm
Volumen des Umkartons	0,0142 cbm
Gewicht des Produktes	0,0015 kg
Gewicht des Umkartons	2,04 kg
EAN des Innenkartons	4038917269964
EAN des Umkartons	4038917269957

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

