

Produktspezifikation Mikro-Schraubröhre, 2 ml

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 72.694.100

Artikelbeschreibung Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 2 ml, Spitzboden mit

Stehrand, mit Rändelung, transparent, Verschluss: natur,

Verschluss anhängend, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein

Verschluss
Verschlussart
Schlaufenverschluss
Schraubverschluss

Rändelung ja

Bodenform Spitzboden mit Stehrand

Arbeitsvolumen 2 ml

Zentrifugation max (RZB) 20000 x g

Maße

Durchmesser 10,8 mm Länge des Produktes 44 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Mikro-Schraubröhre, 2 ml

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses Polypropylen (PP)

Farbe des Verschlusses natur

Material des O-Ringes Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 5000 Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 500 Stück pro Umkarton 5000 Stück pro Palette 120000 Tiefe des Umkartons 398 mm Breite des Umkartons 398 mm Höhe des Umkartons 415 mm Volumen des Umkartons 0,0657 cbm Gewicht des Produktes 0,0017 kg Gewicht des Umkartons 9,06 kg

EAN des Innenkartons 4038917117593 EAN des Umkartons 4038917015677

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

