



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.694.406
Artikelbeschreibung	Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 2 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, transparent, Verschluss: natur, Verschluss montiert, mit aufgedrucktem Schriftfeld, mit Skalierung, PCR Performance Tested, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Rändelung	ja
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	2 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur
Material des O-Ringes	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In-vitro Diagnostikum (IVD)
CE-Zertifizierung	CE - Herstellererklärung
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	99000
Tiefe des Innenkartons	211 mm
Breite des Innenkartons	191 mm
Höhe des Innenkartons	141 mm
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	223 mm
Höhe des Umkartons	160 mm
Volumen des Umkartons	0,0142 cbm
Gewicht des Produktes	0,0016 kg
Gewicht des Umkartons	2,11 kg
EAN des Innenkartons	4038917223928
EAN des Umkartons	4038917223911

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

