



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 72.703.004 |
| Artikelbeschreibung | Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 1,5 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, braun, ohne Verschluss, 500 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Graduierung | nein |
| Rändelung | ja |
| Bodenform | Spitzboden mit Stehrand |
| Arbeitsvolumen | 1,5 ml |
| Zentrifugation max (RZB) | 20000 x g |

Maße

| | |
|---------------------|---------|
| Durchmesser | 10,8 mm |
| Länge des Produktes | 44 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes braun

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA
Produktkategorie In-vitro Diagnostikum (IVD)
CE-Zertifizierung CE - Herstellererklärung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 5000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 5000
Stück pro Palette 180000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 310 mm
Volumen des Umkartons 0,0491 cbm
Gewicht des Produktes 0,0013 kg
Gewicht des Umkartons 7,17 kg
EAN des Innenkartons 4038917118217
EAN des Umkartons 4038917071918

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

