



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.703.600
Artikelbeschreibung	Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 1,5 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, transparent, Verschluss: natur, Verschluss montiert, mit aufgedrucktem Schriftfeld, mit Skalierung, PCR Performance Tested, Protein Low Binding, 100 Stück/Minigripbeutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Rändelung	ja
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	1,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Volumen max	1,5 ml
Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur
Material des O-Ringes	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	110000
Tiefe des Innenkartons	211 mm
Breite des Innenkartons	191 mm
Höhe des Innenkartons	141 mm
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	223 mm
Höhe des Umkartons	160 mm
Volumen des Umkartons	0,0142 cbm
Gewicht des Produktes	0,0016 kg
Gewicht des Umkartons	2,17 kg
EAN des Innenkartons	4038917393089
EAN des Umkartons	4038917393072

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

