

Produktspezifikation Mikro-Schraubröhre, 0,5 ml

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 72.733.201

Artikelbeschreibung Mikro-Schraubröhre, zur Volumenbegrenzung auf 100 µl,

Arbeitsvolumen: 0,5 ml, Spitzboden, mit Rändelung, transparent, ohne Verschluss, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein Rändelung ja

Anwendungsbeispiel zur Volumenbegrenzung auf 100 µl

Bodenform Spitzboden

Arbeitsvolumen 0,5 ml
Zentrifugation max (RZB) 20000 x g

Maße

Durchmesser 8 mm Länge des Produktes 44 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Mikro-Schraubröhre, 0,5 ml

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500 Kleinste Unterverpackung **Beutel** Stück pro Innenkarton 500 Stück pro Umkarton 5000 Stück pro Palette 210000 Tiefe des Umkartons 388 mm Breite des Umkartons 378 mm Höhe des Umkartons 250 mm Volumen des Umkartons 0,0367 cbm Gewicht des Produktes 0,0008 kg Gewicht des Umkartons 4,48 kg

EAN des Innenkartons 4038917366625 EAN des Umkartons 4038917366618

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

