



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.690.307
Artikelbeschreibung	Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 1,5 ml, Material: PP, lila, Verschluss: lila, Schlaufenverschluss, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Verschluss	Schlaufenverschluss
Arbeitsvolumen	1,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Nennvolumen	1,5 ml
Länge des Produktes	39 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	lila
Farbe des Verschlusses	lila

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	160000
Tiefe des Umkartons	464 mm
Breite des Umkartons	413 mm
Höhe des Umkartons	292 mm
Volumen des Umkartons	0,0559 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	5,6 kg
EAN des Innenkartons	4038917369329
EAN des Umkartons	4038917369312

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

