



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 72.690.999
Artikelbeschreibung Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 1,5 ml, Material: PP, Farbmix, Verschluss: Farbmix, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung ja
Arbeitsvolumen 1,5 ml
Zentrifugation max (RZB) 20000 x g
Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

Maße

Nennvolumen 1,5 ml
Länge des Produktes 39 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	Farbmix
Farbe des Verschlusses	Farbmix

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	140000
Tiefe des Umkartons	410 mm
Breite des Umkartons	461 mm
Höhe des Umkartons	345 mm
Volumen des Umkartons	0,0649 cbm
Gewicht des Umkartons	5,19 kg
EAN des Innenkartons	4038917116756
EAN des Umkartons	4038917015288

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

