



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.690.999
Artikelbeschreibung	Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 1,5 ml, Material: PP, Farbmix, Verschluss: Farbmix, Schlaufenverschluss, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschluss	Schlaufenverschluss
Arbeitsvolumen	1,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Nennvolumen	1,5 ml
Länge des Produktes	39 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	Farbmix
Farbe des Verschlusses	Farbmix

Reinheit & Zertifizierung

Chargiert	ja
-----------	----

Verpackung

Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1200
Stück pro Umkarton	6000
Tiefe des Umkartons	498 mm
Breite des Umkartons	177 mm
Höhe des Umkartons	377 mm
Volumen des Umkartons	0,0332 cbm
Gewicht des Umkartons	8,21 kg
EAN des Innenkartons	4038917964920
EAN des Umkartons	4038917964937

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

