



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 72.691.007 |
| Artikelbeschreibung | Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 2 ml, Material: PP, violett, Verschluss: violett, Schlaufenverschluss, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, 500 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Graduierung | ja |
| Verschluss | Schlaufenverschluss |
| Verschlussart | Scharnierdeckel |
| Arbeitsvolumen | 2 ml |
| Zentrifugation max (RZB) | 20000 x g |

Maße

| | |
|---------------------|---------|
| Durchmesser | 10,8 mm |
| Länge des Produktes | 40 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | violett |
| Material des Verschlusses | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Verschlusses | violett |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 5000 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 500 |
| Stück pro Umkarton | 5000 |
| Stück pro Palette | 120000 |
| Tiefe des Umkartons | 398 mm |
| Breite des Umkartons | 398 mm |
| Höhe des Umkartons | 415 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0657 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0011 kg |
| Gewicht des Umkartons | 6,06 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917312974 |
| EAN des Umkartons | 4038917312967 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

