



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.704.004
Artikelbeschreibung	SafeSeal Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 0,5 ml, Material: PP, gelb, Verschluss: gelb, SafeSeal-Verschluss, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Verschluss	SafeSeal-Verschluss
Arbeitsvolumen	0,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	30000 x g

### **Maße**

Durchmesser	7,8 mm
Länge des Produktes	30 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	156000
Tiefe des Innenkartons	189 mm
Breite des Innenkartons	151 mm
Höhe des Innenkartons	97 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0188 cbm
Gewicht des Produktes	0,0005 kg
Gewicht des Umkartons	1,61 kg
EAN des Innenkartons	4038917227582
EAN des Umkartons	4038917227575

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

