




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.109
Artikelbeschreibung	Eindrückstopfen, natur, passend für Reagiergefäß Ø 10,8 mm, mit Schlaufe, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	Schlaufenverschluss
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Reagiergefäß Ø 10,8 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	natur

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	640000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	298 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0255 cbm
Gewicht des Produktes	0,0003 kg
Gewicht des Umkartons	3,69 kg
EAN des Innenkartons	4038917080873
EAN des Umkartons	4038917000055

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

