



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.3716
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, natur, passend für Mikro-Schraubröhren, zum automatisierten Befüllen von Mikro-Schraubröhren sowie der Direktadaption an Analysern, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	Membranverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	Mikro-Schraubröhren

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	natur
Material des O-Ringes	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Material der Membrane	Gummi

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	648000
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,0004 kg
Gewicht des Umkartons	0,95 kg
EAN des Innenkartons	4038917160193
EAN des Umkartons	4038917160186

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

