



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 65.712 |
| Artikelbeschreibung | Schraubverschluss, natur, passend für Mikro-Schraubröhren, 500 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|---------------|---------------------|
| Verschluss | Schlaufenverschluss |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Passend für | Mikro-Schraubröhren |

Material & Farben

| | |
|------------------------|--|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | natur |
| Material des O-Ringes | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 5000 |
| Art der Innenverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 500 |
| Stück pro Karton | 5000 |
| Stück pro Palette | 330000 |
| Tiefe des Umkartons | 438 mm |
| Breite des Umkartons | 268 mm |
| Höhe des Umkartons | 155 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0182 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0004 kg |
| Gewicht des Umkartons | 2,51 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917083614 |
| EAN des Umkartons | 4038917002516 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

