



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.716.009
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, braun, passend für Mikro-Schraubröhren, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	Mikro-Schraubröhren

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	braun
Material des O-Ringes	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	660000
Tiefe des Umkartons	438 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0182 cbm
Gewicht des Produktes	0,0003 kg
Gewicht des Umkartons	3,52 kg
EAN des Innenkartons	4038917118620
EAN des Umkartons	4038917016278

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

