



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.716.328
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, violett, steril, passend für Mikro-Schraubröhren, 500 Stück/Doppelbeutel

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	Mikro-Schraubröhren

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	violett
Material des O-Ringes	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In-vitro Diagnostikum (IVD)
CE-Zertifizierung	CE - Herstellererklärung
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Kleinste Unterverpackung	Doppelbeutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	540000
Tiefe des Umkartons	351 mm
Breite des Umkartons	280 mm
Höhe des Umkartons	138 mm
Volumen des Umkartons	0,0136 cbm
Gewicht des Umkartons	2,05 kg
EAN des Innenkartons	4038917923569
EAN des Umkartons	4038917923576

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

