



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 65.716  
Artikelbeschreibung Schraubverschluss, natur, passend für  
Mikro-Schraubröhren, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschluss flacher Verschluss  
Verschlussart Schraubverschluss  
Passend für Mikro-Schraubröhren

### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes natur  
Material des O-Ringes Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	660000
Tiefe des Umkartons	438 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0182 cbm
Gewicht des Produktes	0,0003 kg
Gewicht des Umkartons	3,57 kg
EAN des Innenkartons	4038917083645
EAN des Umkartons	4038917002547

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

