



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	93.848.100
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: PC, transparent, Rastermaß: 10 x 2, (LxBxH): 257 x 62 x 40 mm, für 20 Gefäße, passend für Mikro-Schraubröhren, 1 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	mit Druck
Passend für	Mikro-Schraubröhren
Lagerkapazität	20
Rastermaß	10 x 2
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Breite des Produktes	62 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	257 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	60
Stück pro Palette	1800
Tiefe des Innenkartons	65 mm
Breite des Innenkartons	43 mm
Höhe des Innenkartons	260 mm
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0539 cbm
Gewicht des Produktes	0,1773 kg
Gewicht des Umkartons	12,43 kg
EAN des Innenkartons	4038917121736
EAN des Umkartons	4038917017985

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

