



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	93.894
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: PC, transparent, Rastermaß: 6 x 3, (LxBxH): 137 x 70 x 40 mm, für 18 Gefäße, passend für Mikro-Schraubröhren, 1 Stück/Innenkarton

### **Produkteigenschaften**

Passend für	Mikro-Schraubröhren
Lagerkapazität	18
Rastermaß	6 x 3
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Breite des Produktes	70 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	137 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Art der Innenverpackung	Innenkarton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	36
Stück pro Palette	2376
Tiefe des Innenkartons	72 mm
Breite des Innenkartons	42 mm
Höhe des Innenkartons	138 mm
Tiefe des Umkartons	438 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0182 cbm
Gewicht des Produktes	0,1069 kg
Gewicht des Umkartons	4,91 kg
EAN des Innenkartons	4038917084505
EAN des Umkartons	4038917003315

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

