



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.1301
Artikelbeschreibung	Abstrichtupfer, in der Röhre, kein Medium, (LxØ): 175 x 12 mm, Stabmaterial: PS, Stablänge: 131 mm, Tupfermaterial: Viskose, steril, 100 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Verschlussart	Eindrückstopfen
Ausführung	in der Röhre
Art des Mediums	kein Medium

Maße

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	175 mm
Länge mit Verschluss	175 mm
Länge ohne Verschluss	155 mm
Länge mit Verschluss und Stange	166 mm
Länge des Stabes	131 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß
Material des Tupfers	Viskose
Material des Stabes	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	32000
Tiefe des Umkartons	590 mm
Breite des Umkartons	220 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0389 cbm
Gewicht des Produktes	0,0047 kg
Gewicht des Umkartons	5,94 kg
EAN des Innenkartons	4038917086103
EAN des Umkartons	4038917234184

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

