



### **Artikelbeschreibung**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bestellnummer       | 67.742  |
| Artikelbeschreibung | Halb-Mikro-Küvette, max. Arbeitsvolumen: 3 ml, Material: PS, transparent, (HxB): 45 x 12 mm, optische Seiten: 2, Schichtdicke: 10 mm, nestsortiert, 100 Stück/Styroporcontainer |

### **Produkteigenschaften**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Arbeitsvolumen              | 1 ml - 3 ml |
| Anzahl der optischen Seiten | 2           |
| Schichtdicke                | 10 mm       |
| Wellenlänge Küvette         | 330 nm      |

### **Maße**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Volumen max          | 3 ml  |
| Breite des Produktes | 12 mm |
| Höhe des Produktes   | 45 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Material des Produktes | Polystyrol (PS) |
| Farbe des Produktes    | transparent     |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt   IVD |
| Chargiert        | nein                      |

### **Verpackung**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 2000              |
| Kleinste Unterverpackung    | Styroporcontainer |
| Stück pro Innenkarton       | 100               |
| Stück pro Umkarton          | 2000              |
| Stück pro Palette           | 48000             |
| Tiefe des Umkartons         | 458 mm            |
| Breite des Umkartons        | 288 mm            |
| Höhe des Umkartons          | 415 mm            |
| Volumen des Umkartons       | 0,0547 cbm        |
| Gewicht des Produktes       | 0,0023 kg         |
| Gewicht des Umkartons       | 5,85 kg           |
| EAN des Innenkartons        | 4038917083881     |
| EAN des Umkartons           | 4038917002769     |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

