



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	82.1473.001
Artikelbeschreibung	Petrischale, (ØxH): 92 x 16 mm, Material: PS, transparent, mit Entlüftungsnocken, steril, 20 Stück/Schlauchbeutel

### **Produkteigenschaften**

Minimale Temperatur	0 °C
Maximale Temperatur	80 °C
Entlüftungsnocken	ja

### **Maße**

Volumen max	80 ml
Durchmesser	92 mm
Höhe des Produktes	16 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Latexfrei	ja
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	480
Kleinste Unterverpackung	Schlauchbeutel
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Umkarton	480
Stück pro Palette	9600
Tiefe des Umkartons	584 mm
Breite des Umkartons	387 mm
Höhe des Umkartons	360 mm
Volumen des Umkartons	0,0814 cbm
Gewicht des Produktes	0,016 kg
Gewicht des Umkartons	8,79 kg
EAN des Innenkartons	4038917129329
EAN des Umkartons	4038917022125

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

