



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	82.9923.429
Artikelbeschreibung	Petrischale, (ØxH): 68,45 x 15 mm, Material: PS, transparent, ohne Entlüftungsnocken, steril, 10 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Entlüftungsnocken	nein
-------------------	------

### **Maße**

Durchmesser	68,45 mm
Höhe des Produktes	15 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Latexfrei	ja
Reinheitsstandard	steril
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	600
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Umkarton	600
Stück pro Palette	28800
Tiefe des Umkartons	608 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	324 mm
Volumen des Umkartons	0,0519 cbm
Gewicht des Umkartons	6,7 kg
EAN des Innenkartons	4038917154239
EAN des Umkartons	4038917039802

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

