



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	86.1562.010
Artikelbeschreibung	Impfschlinge, Aufnahmevolumen: 10 µl, Material: PS, blau, steril, 10 Stück/Blister

### **Maße**

Breite des Produktes	6 mm
Länge des Produktes	200 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	blau

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	132000
Tiefe des Innenkartons	216 mm
Breite des Innenkartons	161 mm
Höhe des Innenkartons	101 mm
Tiefe des Umkartons	338 mm
Breite des Umkartons	228 mm
Höhe des Umkartons	120 mm
Volumen des Umkartons	0,0092 cbm
Gewicht des Produktes	0,0012 kg
Gewicht des Umkartons	1,79 kg
EAN des Innenkartons	4038917130875
EAN des Umkartons	4038917023337

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

