



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1562.050
Artikelbeschreibung	Impfschlinge, Aufnahmevolumen: 10 µl, Material: PS, blau, steril, 48 Stück/Peelverpackung

Maße

Breite des Produktes	6 mm
Länge des Produktes	200 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	blau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestahlung
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Art der Innenverpackung	Peelverpackung
Stück pro Innenkarton	960
Stück pro Karton	1920
Stück pro Palette	253440
Tiefe des Innenkartons	216 mm
Breite des Innenkartons	161 mm
Höhe des Innenkartons	101 mm
Tiefe des Umkartons	338 mm
Breite des Umkartons	228 mm
Höhe des Umkartons	120 mm
Volumen des Umkartons	0,0092 cbm
Gewicht des Produktes	0,0011 kg
Gewicht des Umkartons	2,58 kg
EAN des Innenkartons	4038917130882
EAN des Umkartons	4038917073127

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

