



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 86.1562.050  
Artikelbeschreibung Impfschlinge, Aufnahmevolumen: 10 µl, Material: PS, blau, steril, 48 Stück/Blister

### **Maße**

Breite des Produktes 6 mm  
Länge des Produktes 200 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes blau

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie nicht reguliert  
CE-Zertifizierung kein CE-Kennzeichen  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Gammabestrahlung  
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	960
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	253440
Tiefe des Innenkartons	216 mm
Breite des Innenkartons	161 mm
Höhe des Innenkartons	101 mm
Tiefe des Umkartons	335 mm
Breite des Umkartons	228 mm
Höhe des Umkartons	114 mm
Volumen des Umkartons	0,0087 cbm
Gewicht des Produktes	0,0011 kg
Gewicht des Umkartons	2,58 kg
EAN des Innenkartons	4038917130882
EAN des Umkartons	4038917073127

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

