



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 86.1567.010
Artikelbeschreibung Impfschlinge, Aufnahmevolumen: 1 µl, Material: PS, weiß, steril, 10 Stück/Blister

Maße

Breite des Produktes 4 mm
Länge des Produktes 198 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gammabestrahlung
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	132000
Tiefe des Innenkartons	216 mm
Breite des Innenkartons	161 mm
Höhe des Innenkartons	101 mm
Tiefe des Umkartons	338 mm
Breite des Umkartons	228 mm
Höhe des Umkartons	120 mm
Volumen des Umkartons	0,0092 cbm
Gewicht des Produktes	0,0012 kg
Gewicht des Umkartons	1,78 kg
EAN des Innenkartons	4038917130936
EAN des Umkartons	4038917023504

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

