



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1568.050
Artikelbeschreibung	Impfnadel, Material: PS, orange, steril, 50 Stück/Peelverpackung

Maße

Breite des Produktes	4 mm
Länge des Produktes	197 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	orange

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestahlung
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Art der Innenverpackung	Peelverpackung
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Karton	2000
Stück pro Palette	264000
Tiefe des Innenkartons	216 mm
Breite des Innenkartons	161 mm
Höhe des Innenkartons	101 mm
Tiefe des Umkartons	338 mm
Breite des Umkartons	228 mm
Höhe des Umkartons	120 mm
Volumen des Umkartons	0,0092 cbm
Gewicht des Produktes	0,0012 kg
Gewicht des Umkartons	2,79 kg
EAN des Innenkartons	4038917130974
EAN des Umkartons	4038917023542

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

