



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 86.1568.050  
Artikelbeschreibung Impfnadel, Material: PS, orange, steril, 50 Stück/Blister

### Maße

Breite des Produktes 4 mm  
Länge des Produktes 197 mm

### Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes orange

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Gammabestrahlung  
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	264000
Tiefe des Innenkartons	216 mm
Breite des Innenkartons	161 mm
Höhe des Innenkartons	101 mm
Tiefe des Umkartons	338 mm
Breite des Umkartons	228 mm
Höhe des Umkartons	120 mm
Volumen des Umkartons	0,0092 cbm
Gewicht des Produktes	0,0012 kg
Gewicht des Umkartons	2,79 kg
EAN des Innenkartons	4038917130974
EAN des Umkartons	4038917023542

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

