



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1569.001
Artikelbeschreibung	Plattierungsspatel, Material: PS, blau, zum Ausplattieren einer Bakteriensuspension, steril, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Anwendungsbeispiel	zum Ausplattieren einer Bakteriensuspension
--------------------	---

Maße

Breite des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	185 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	blau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Art der Innenverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	500
Stück pro Palette	32000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	298 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0255 cbm
Gewicht des Produktes	0,0021 kg
Gewicht des Umkartons	3,03 kg
EAN des Innenkartons	4038917130981
EAN des Umkartons	4038917023559

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

