



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.1646.002
Artikelbeschreibung	DishRack, Höhe: 370 mm, Material: PC, gelb, für 88 Petrischalen mit 92 mm-Ø, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Lagerkapazität	88
----------------	----

Maße

Höhe des Produktes	370 mm
--------------------	--------

Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	gelb

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
DishRack, Höhe: 370 mm, gelb, für 88
Petrischalen mit 92 mm-Ø

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 1
Stück pro Palette 108
Tiefe des Umkartons 383 mm
Breite des Umkartons 193 mm
Höhe des Umkartons 190 mm
Volumen des Umkartons 0,014 cbm
Gewicht des Produktes 1,086 kg
Gewicht des Umkartons 1,35 kg
EAN des Innenkartons 4038917132565
EAN des Umkartons 4038917030472

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-11

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT