



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 93.1646
Artikelbeschreibung DishRack, Höhe: 370 mm, Material: PC, transparent, für 88 Petrischalen mit 92 mm-Ø, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Lagerkapazität 88

Maße

Höhe des Produktes 370 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 1
Stück pro Palette 108
Tiefe des Umkartons 383 mm
Breite des Umkartons 193 mm
Höhe des Umkartons 190 mm
Volumen des Umkartons 0,014 cbm
Gewicht des Produktes 1,086 kg
Gewicht des Umkartons 1,35 kg
EAN des Innenkartons 4038917087353
EAN des Umkartons 4038917030458

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

