



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.1647.050
Artikelbeschreibung	Silikon-Haltelippe, für DishRack 50, Länge: 240 mm, Material: Silikon, transluzent, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für	DishRack 50
-------------	-------------

Maße

Breite des Produktes	65 mm
Länge des Produktes	240 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Silikon
Farbe des Produktes	transluzent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 30
Stück pro Palette 4860
Tiefe des Umkartons 253 mm
Breite des Umkartons 193 mm
Höhe des Umkartons 190 mm
Volumen des Umkartons 0,0093 cbm
Gewicht des Produktes 0,0606 kg
Gewicht des Umkartons 2 kg
EAN des Innenkartons 4038917132640
EAN des Umkartons 4038917040648

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

