



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 90.181.601
Artikelbeschreibung Rotationsmischer

Reinheit & Zertifizierung

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Karton 1
Gewicht des Produktes 0,0005 kg
EAN des Innenkartons 4038917156219
EAN des Umkartons 4038917156202

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

