



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	92.180.610
Artikelbeschreibung	Plattenrotor, für 23 Röhren Ø 8-12 mm, für SARMIX® M 2000, 1 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Passend für	SARMIX® M 2000
Lagerkapazität	23

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	10
Stück pro Palette	10
Volumen des Umkartons	0,0122 cbm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





**Produktspezifikation**  
**Plattenrotor, für 23 Röhren Ø 8-12 mm, für**  
**SARMIX® M 2000**

**Seite 2**

Gewicht des Produktes	0,1809 kg
Gewicht des Umkartons	2,01 kg
EAN des Innenkartons	4038917101981
EAN des Umkartons	4038917075749

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:  
2024-03-29

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**