



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	92.180.612
Artikelbeschreibung	Blockrotor, für 40 Röhren bis 11,5 mm Ø, für Sarmix® M2000

Produkteigenschaften

Passend für	Sarmix® M2000
Lagerkapazität	40

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	10
Volumen des Umkartons	0,0122 cbm
Gewicht des Produktes	0,1509 kg
Gewicht des Umkartons	1,71 kg

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Produktspezifikation
Blockrotor, für 40 Röhren bis 11,5 mm Ø, für
Sarmix® M2000

Seite 2

EAN des Innenkartons 4038917102001
EAN des Umkartons 4038917075763

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2021-10-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT