



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	92.180.616
Artikelbeschreibung	Blockrotor, für 14 Röhren bis 28 mm Ø, für SARMIX® M 2000, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	SARMIX® M 2000
Lagerkapazität	14

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	10
Stück pro Palette	10
Volumen des Umkartons	0,0122 cbm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Blockrotor, für 14 Röhren bis 28 mm Ø, für
SARMIX® M 2000

Seite 2

Gewicht des Produktes	0,18 kg
Gewicht des Umkartons	3,01 kg
EAN des Innenkartons	4038917160858
EAN des Umkartons	4038917160841

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-27

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT