



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	92.180.618
Artikelbeschreibung	Blockrotor, für 36 Röhren bis 15 mm Ø, für Sarmix® M2000

### **Produkteigenschaften**

Passend für	Sarmix® M2000
Lagerkapazität	36

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	10
Volumen des Umkartons	0,0122 cbm
Gewicht des Produktes	0,2108 kg
Gewicht des Umkartons	2,31 kg
EAN des Innenkartons	4038917309561

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





**Produktspezifikation**  
**Blockrotor, für 36 Röhren bis 15 mm Ø, für**  
**Sarmix® M2000**

**Seite 2**

EAN des Umkartons

4038917309554

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:  
2021-12-08

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**