




Artikelbeschreibung

Bestellnummer 92.181.610
Artikelbeschreibung Rotor, für 36 Gefäße, für Reagiergefäß Ø 10,8 mm

Produkteigenschaften

Passend für Reagiergefäß Ø 10,8 mm
Lagerkapazität 36

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 1
Stück pro Palette 40
Volumen des Umkartons 0,0056 cbm
Gewicht des Produktes 1,3595 kg
Gewicht des Umkartons 1,36 kg
EAN des Innenkartons 4038917156233

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Rotor, für 36 Gefäße, für Reagiergefäß Ø 10,8 mm

Seite 2

EAN des Umkartons

4038917156226

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-25

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT