



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 92.181.611
Artikelbeschreibung Rotor, für 22 Gefäße

Produkteigenschaften

Lagerkapazität 22

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Karton 1
Stück pro Palette 40
Volumen des Umkartons 0,0052 cbm
Gewicht des Produktes 1,3595 kg
Gewicht des Umkartons 1,36 kg
EAN des Innenkartons 4038917156257
EAN des Umkartons 4038917156240

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

