



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.2092
Artikelbeschreibung	Folie, DNase-/RNase-frei, transparent, geeignet für die qPCR, durchstechbar, Einsatzbereich: -80 - 120 °C

### Produkteigenschaften

Verschlussart	Folie
Lichtschutz	nein
Geeignet für die qPCR	ja
Minimale Temperatur	-80 °C
Maximale Temperatur	120 °C

### Maße

Breite des Produktes	82 mm
Länge des Produktes	125 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Reinheitsstandard DNase-/RNase-frei

Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1200
Stück pro Palette	57600
Volumen des Umkartons	0,0142 cbm
Gewicht des Produktes	0,0031 kg
Gewicht des Umkartons	4,36 kg
EAN des Innenkartons	4038917335676
EAN des Umkartons	4038917335669

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

