



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.989
Artikelbeschreibung	PCR-Deckelkette, für PCR-Platten (REF 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) & PCR-Ketten (REF 72.985.002/.092/.992), Biosphere® plus, Material: PP, hochtransparent, flacher Verschluss, geeignet für die qPCR, 12 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	PCR-Platten (REF 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) & PCR-Ketten (REF 72.985.002/.092/.992)
Geeignet für die qPCR	ja
Anzahl der Wells	8
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	4,47 mm
Breite des Produktes	7,3 mm
Höhe des Produktes	3,25 mm
Länge des Produktes	77,2 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	hochtransparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Biosphere® plus
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	240
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	12
Stück pro Umkarton	240
Stück pro Palette	77760
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,0003 kg
Gewicht des Umkartons	0,26 kg
EAN des Innenkartons	4038917281485
EAN des Umkartons	4038917281478

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

