



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.985.992
Artikelbeschreibung	PCR-8er-Kette, bis 200 µl, High Profile, PCR Performance Tested, rot/grün/blau/violett, Material: PP, ohne Verschluss, geeignet für die qPCR, pro Farbe jeweils, 120 Stück/Minigripbeutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
High- oder Low- Profile	High Profile
Anzahl der Wells	8
Arbeitsvolumen	10 µl - 0,2 ml
Zentrifugation max (RZB)	8000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	0,2 ml
Volumen max	200 µl
Durchmesser	5,4 mm
Breite des Produktes	8,1 mm
Höhe des Produktes	20,7 mm
Länge des Produktes	70,9 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	Farbmix

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	480
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Umkarton	480
Stück pro Palette	155520
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	0,64 kg
EAN des Innenkartons	4038917124119
EAN des Umkartons	4038917067683

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

