



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.990.002
Artikelbeschreibung	PCR-4er-Kette, bis 200 µl, High Profile, PCR Performance Tested, transparent, Material: PP, mit Anti-Kontaminations-Schild, flacher Verschluss, Verschluss anhängend, geeignet für die qPCR, 120 Stück/Minigripbeutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Eindrückstopfen
Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
High- oder Low- Profile	High Profile
Anzahl der Wells	4
Arbeitsvolumen	10 µl - 0,2 ml
Zentrifugation max (RZB)	8000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

### **Maße**

Nennvolumen 0,2 ml  
Volumen max 200 µl  
Durchmesser 5,35 mm  
Breite des Produktes 10,2 mm  
Höhe des Produktes 20,65 mm  
Länge des Produktes 37,2 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Reinheitsstandard PCR Performance Tested  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 480  
Kleinste Unterverpackung Minigripbeutel  
Stück pro Innenkarton 120  
Stück pro Umkarton 480  
Stück pro Palette 69120  
Tiefe des Umkartons 323 mm  
Breite des Umkartons 213 mm  
Höhe des Umkartons 145 mm  
Volumen des Umkartons 0,01 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0008 kg  
Gewicht des Umkartons 0,55 kg  
EAN des Innenkartons 4038917124218  
EAN des Umkartons 4038917019163

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

