



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.990
Artikelbeschreibung	PCR-4er-Kette, bis 200 µl, High Profile, Biosphere® plus, transparent, Material: PP, mit Anti-Kontaminations-Schild, flacher Verschluss, Verschluss anhängend, geeignet für die qPCR, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Schnappdeckel
Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
High- oder Low- Profile	High Profile
Anzahl der Wells	4
Arbeitsvolumen	10 µl - 0,2 ml
Zentrifugation max (RZB)	8000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	0,2 ml
Volumen max	200 µl
Durchmesser	5,35 mm
Breite des Produktes	10,6 mm
Höhe des Produktes	20,65 mm
Länge des Produktes	37,2 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Biosphere® plus
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	400
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Umkarton	400
Stück pro Palette	57600
Tiefe des Innenkartons	189 mm
Breite des Innenkartons	151 mm
Höhe des Innenkartons	97 mm
Tiefe des Umkartons	323 mm
Breite des Umkartons	213 mm
Höhe des Umkartons	145 mm
Volumen des Umkartons	0,01 cbm
Gewicht des Produktes	0,0008 kg
Gewicht des Umkartons	0,63 kg
EAN des Innenkartons	4038917084871
EAN des Umkartons	4038917030045

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

